

# Ambu® Válvulas PEEP Desechables



## Características Principales

- Diseñadas para ofrecer una resistencia y características únicas al utilizarse con resucitadores manuales, ventiladores, máquinas de anestesia (donde indique el fabricante) y sistemas CPAP.
- Pueden ajustarse directamente en la válvula de paciente de cualquier resucitador original Ambu® sin conexión adicional.
- Posibilidad de ajustar los valores de presión.
- Compatible con resonancia magnética (MR).

## Ambu® Válvulas PEEP Desechables

La Presión Positiva al Final de la Expiración (PEEP: Positive End-Expiratory Pressure), es un parámetro utilizado ampliamente durante la ventilación mecánica.

Las válvulas PEEP Desechables Ambu® al ser de un solo uso eliminan el riesgo de infecciones causadas por la contaminación cruzada de un paciente a otro.

La válvula PEEP Ambu® 20 para adultos con adaptador para neonatos se ajusta entre 5-20 cm de H<sub>2</sub>O. Se debe ajustar a la presión recomendada para neonatos (de 4-6 cm H<sub>2</sub>O) para utilizar con resucitadores neonatales.

Según las Guías y Recomendaciones para Reanimación 2015, se recomienda el uso de una PEEP para facilitar la regulación de la presión continua en adultos y especialmente en neonatos: " Todos los recién nacidos a término o pretérminos que permanezcan en apnea a pesar de las medidas iniciales, deben recibir ventilación con presión positiva tras la insuflación pulmonar inicial. Se administrará una PEEP aproximada de 5 cm H<sub>2</sub>O a los recién nacidos pretérminos que reciban ventilación con presión positiva."<sup>1</sup>

Reseña Bibliográfica:

1. Wyllie J, Perlman JM, Kattwinkel J, et al. Part 7: Neonatal resuscitation: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation 2015.

## Especificaciones

Tamaño	
Longitud	65 mm
Diámetro	45 mm
Peso	40 g
Tamaño del adaptador	2.2 mm
Materiales	
Piezas transparentes	Polisulfona
Piezas transparentes del cuerpo de la válvula	Polisulfona con Delrin y aceite de silicona
Tapón de ajuste	Poliamida (nylon)
Sellado del tapón de ajuste	Caucho EPDM
Muelle	Acero inoxidable antimagnético

## Especificaciones para pedido

Ref.	Descripción
199 102 001	Válvula PEEP 20 (Adultos)
199 103 001	Válvula PEEP 20 con adaptador (Neonatos)



Ambu® Válvula PEEP Desechable.



Ambu® Válvula PEEP Desechable con y sin adaptador.